

● 日本製 Made in Japan

ウイルス対策
商品

業界初!

銀イオンAg+ (Agプラス) 配合の

ウイルス対策・花粉対策・防カビ

Ag+

抗菌・消臭・防臭
消臭 抗菌 施工

除菌・消臭・ 抗菌・防菌剤



銀イオン シルバーモイスト 300ml



品名	銀イオン除菌・抗菌・消臭剤
用途	室内・キッチン・トイレ・浴室・ペット消臭など汎用
成分	精製水・銀・植物抽出液
内容量	300ml×20
液性	弱酸性

台所の除菌、お部屋の消臭、浴室のカビ、トイレの除菌消臭、ペットの消臭など。
銀が臭いの原因となる菌、ウイルスを破壊し、消臭となります。その後、しばらく定着しますので、抗菌作用があり、新たな菌の繁殖を防ぎます。

※銀イオン シルバーモイストアルコール入り300mlもございます。

銀イオン シルバーモイスト 4L・20L 業務用



品名	銀イオン除菌・抗菌・消臭剤
用途	室内・キッチン・トイレ・浴室・ペット消臭など汎用
成分	精製水・銀・植物抽出液
内容量	4L・20L
液性	弱酸性

業務用:リネン業者、食品工場の除菌抗菌、医療介護施設などの除菌抗菌にお勧めです。

※銀イオン シルバーモイストアルコール入りもございます。

エアークリーン NWY-502 超音波霧化器4L



品名	除菌・消臭専用 超音波霧化器 エアークリーン
方式	超音波式 (2.4MHz)
霧化量	125cc/h(25℃)3段階切替
中心霧化粒子径	平均3μ
適応床面積	~27㎡プレハブ洋室17畳 ~17㎡本造和室10畳(条件により変化します。)
運転モード	連続モード/間欠モード 2段階
給水タンク容量	4ℓ
使用液体	銀イオン水
使用温度	5℃~50℃
定格電圧	電源入力 DC24V(付属アダプタ)
消費電力	25W
外形寸法	260(W設置台)×440(H)×160(D)
重量	本体:約3kg(満水時:約7kg)



業務用超音波噴霧器 V8-BAZOOKA(V8-バズーカ)

品名	業務用超音波噴霧器(除菌・消臭専用) V8-BAZOOKA(V8-バズーカ)
方式	超音波式 (2.4MHz)
霧化量	最大1000cc/h(25℃)
霧化ユニット	8ユニット
中心霧化粒子径	平均3μ~5μ
給水方式	タンク式 容量約10リットル
使用液体	銀イオン水
ダクト	垂直方向 -5°~45° 水平方向360°方向調整可
給水水温	5~40℃
許容周囲温度	5~40℃
許容周囲湿度	80%RH以下(但し結露なきこと)
推奨適応床面積	200㎡(条件により変動する場合があります)
定格電圧	AC100V(50/60Hz)±10%
消費電力	170W
外形寸法	350(D)×500(W)×810(H)(ダクト含まず) ダクト取付時 1410(H)
重量	35kg
その他の機能	空焚き防止機能、タイマー機能(3段階調整機能)、霧化2段階調整機能、風量2段階調整機能、満水防止機能

銀イオンシルバーモイスト ゲルタイプ 100g・300g・600g



品名	銀イオン除菌・抗菌・消臭剤
用途	室内・トイレ・浴室・車内消臭など汎用
成分	精製水・銀・ゲル化剤
内容量	100g×60・300g×24・600g×12
液性	弱酸性
包装	プラスチック容器
特徴	柔らかいゲルタイプ。原料は食品添加物。無香。カビの抑止。
使い方	内フタを外さず、空気の通る所に置いて下さい。 別売で壁掛け用送風機に入れて、拡散範囲を広げられます。 ゲルに雑菌、悪臭、タバコ臭成分などを吸着します。 細菌と接触する事で、黒く変色して無くなっていきます。 完全に無くなるまでお使いになれます。

※送風機 100g・300g用 600g用もございます

銀イオンシルバーモイストハンドフォーム 80ml・380ml



品名	銀イオン除菌・抗菌・消臭ハンドフォーム
用途	手・足・指
成分	精製水・銀・アミノ酸・水溶性コラーゲン・ポリオキシエチレン脂肪酸・モノエタノールアミド・ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
内容量	80ml×24・380g×12
液性	弱アルカリ性

家庭、各種施設などの手の除菌、抗菌に効果的です。お子様の手の保護に最適です。



ベストウォッシング 《銀イオン・酵素入り高性能洗剤業務用》

成分	混合剤、洗浄剤、炭酸塩、過炭酸塩、非イオン界面活性剤、酵素、銀イオンパウダー、その他
用途	室内・キッチン・トイレ・浴室・ペット消臭など汎用
内容量	1kg

ベストウォッシングは医療器具の洗浄剤として開発された技術を応用した洗剤です。優れた洗浄力はもちろんの事、除菌・漂白性・微生物分解性・脱臭性・手肌を傷めない無刺激性など、家庭用から業務用まで幅広い用途を叶えた夢の洗剤です。




LS21-50S 20L超音波霧化器用20倍希釈

品名	銀イオン除菌・抗菌・消臭剤
用途	室内・キッチン・トイレ・浴室・ペット消臭など汎用
成分	精製水・銀・植物抽出液
内容量	20L
液性	弱酸性

業務用：リネン業者、食品工場の除菌抗菌、医療介護施設などの除菌抗菌にお勧めです。

※銀イオン シルバーモイストアルコール入りもございます。

ノロウイルスの顕微鏡画像



右表のウイルス不活性化試験において24時間経過後も菌の活性化は認められませんでした。

ウイルス不活性化試験(代替 ネコカリシウイルス)

表-1 作用液のウイルス感染価測定結果

試験ウイルス	対象	log TCID ₅₀ /mL ¹		
		開始時	2時間後	24時間後
ネコカリシウイルス ²	検体	7.5	<4.5 検出せず	<4.5 検出せず
	対照	7.5	6.5	6.3

TCID₅₀：median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量

開始時：作用開始直後の対照のTCID₅₀を測定し、開始時とした。

対照：精製水

作用温度：室温

<4.5：検出せず

*1 作用液1mL当たりのTCID₅₀の対数値

*2 ノロウイルスの代替ウイルス

ノロウイルスは培養できないため、代替りとしてネコカリシウイルスの不活性化試験が一般的となっています。

細菌抗菌力試験


表-1 試験液の生菌数測定結果

試験菌	対象	生菌数(/mL)			
		開始時*	30分後	2時間後	24時間後
大腸菌	検体	5.5×10 ⁵	<10	<10	<10
	対照	5.5×10 ⁵	4.4×10 ⁵	5.6×10 ⁵	3.0×10 ⁵
大腸菌 (O157:H7)	検体	5.2×10 ⁵	検出せず <10	検出せず <10	検出せず <10
	対照	5.2×10 ⁵	5.6×10 ⁵	5.0×10 ⁵	5.6×10 ⁵
モラクセラ (部屋干し臭の原因菌)	検体	5.1×10 ⁵	<10	<10	<10
	対照	5.1×10 ⁵	6.1×10 ⁵	6.3×10 ⁵	6.6×10 ⁵
緑膿菌 (咳や痰、下痢や腹痛を起こす)	検体	5.6×10 ⁵	<10	<10	<10
	対照	5.6×10 ⁵	4.9×10 ⁵	2.8×10 ⁵	1.3×10 ⁵
黄色ブドウ球菌 (食中毒の原因菌)	検体	2.3×10 ⁵	<10	<10	<10
	対照	2.3×10 ⁵	2.9×10 ⁵	3.0×10 ⁵	1.7×10 ⁵
MRSA (耐性遺伝子を持つ菌、抗生物質が効きにくい)	検体	6.3×10 ⁵	<10	<10	<10
	対照	6.3×10 ⁵	5.6×10 ⁵	7.4×10 ⁵	2.3×10 ⁵

<10：検出せず



大腸菌(O-157)対照 24時間経過



大腸菌(O-157)検体 24時間経過

左表の細菌抗菌力試験において24時間経過後も菌の増殖は認められませんでした。

[製造元]

[販売代理店]